

ANALYSEOVERSIGT

Gældende fra 1. april 2018



kundeservice.dk@unilabs.dk

Unilabs tager forbehold for evt. trykfejl.



ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
S-Aldolase ; Cat.c.	29068	U/L	<7,6	Serum	Centrifuger og afpippeter serum. Fryses og sendes på frost
Alifatisk Carboxylat	NML00267	g fedt/24h	<16 år: <2 16-120 år: 2-7	Ca. 10 g fæces	Se fremsendte vejledning
Alkalisk phosphatase isoenzymer	21551 liste 21544 21547 21549		PALKB: 0.20-0.75 PALKL: 0.16-0.84 PALKI: <0.14	Serum	Centrifuger og afpippeter serum. Fryses og sendes på frost
Amylase isoenzymer	57722 liste			serum	
Amylase, pankreas	19653	U/L	13-53	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Amylase, spyt	57721	U/L	38-77 % fra Amylase, Total		
Amylase, total	19652	U/L	30-118	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Anti human Insulin Ab	14359	kU/L	<10->Negativ >=10->Positiv	Serum	Centrifuger og afpippeter serum sendes på køl
Argipressin	29503	pmol/L	<7.0	EDTA plasma	Centrifuger og afpippeter plasma fryses og sendes på frost
Ascorbat	01317	µmol/L	26.3 - 85.1	Heparin plasma	Centrifuger og afpippeter plasma fryses og sendes på frost
Apolipoprotein A1	19695	g/L	M: 0.79-1.69 F: 0.76-2.14	Serum	Centrifuger og afpippeter serum. Fryses og sendes på frost
Apolipoprotein B	22299	g/L	M: 0.46-1.74 F: 0.46-1.42	Serum	Centrifuger og afpippeter serum. Fryses og sendes på frost

Hvis du ikke finder den analyse du søger, så kontakt os!

kundeservice.dk@unilabs.dk

Unilabs tager forbehold for evt. trykfejl.

B

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
Beta-caroten	01505	µmol/L	0.19 - 1.58	Serum	Centrifuger og afpippeter serum. Fryses og sendes på frost. Kan evt. sendes på køl
B-Bly;subs.c.	02572	µmol/L	M: <0.53 K: <0.34	EDTA Blod	Sendes ved stuetemp.

C

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference Interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
C1 INH funktionel	26790	-	0.7-1.3	Citratplasma	Centrifuger og afpippeter plasma, fryses og sendes på frost
B-Cadmium; subst.c.	04874	nmol/L	0 – 45	EDTA Blod	Sendes på køl
S-Calcitonin; subst.c.	01439	pmol/L	Mænd: <2.46 Kvinder: <1.46	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Cancer antigen 15-3	01449	kU/L	<32,4	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
S-Cancer-antigen 19-9; arb.subst.c.	01450	kU/L	< 37	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
S-Cancer antigen 50; arb.subst.c.	01451	kU/L	<25.0	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost. Kan evt. sendes på køl
Transf.(S)-Carbohydrate-different transf	10000		0.012-0.025	Serum	Centrifuger og afpippeter serum sendes på køl
Cholinesterase	57164	kU/L	5,1-15,5 gravide/p-piller: 3.65-9.12	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Citrat (24h)	14263	mmol/24h	Mænd: 0.61 - 4.83 Kvinder: 1.31 - 6.07	døgnurin	Sendes på køl
Complement C1q	01722	µmol/L	0.24-0.61	Serum	Centrifuger og afpippeter serum, fryses og sendes på frost. Kan evt. sendes på køl

Fortsættes på næste side

kundeservice.dk@unilabs.dk

Unilabs tager forbehold for evt. trykfejl.

C

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference Interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
S-Complement C2; subst.c.	23598	mg/L	14-24	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
S-Complement C1 esterase inhib. ag.	19739	g/L	0.18 - 0.32	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Complement C3	19740	g/L	1-3 Måneder: 0.67-1.24 3-6 Måneder: 0.74-1.38 6-9 Måneder: 0.78-1.44 9 Måneder -10 år: 0.80-1.50 10 - 18 år: 0.85-1.60 >= 18 år: 0.82-1.70	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Complement C3d	10298	arb.enh/L	20-52	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Complement C4	19742	g/L	0.10 - 0.40	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Copper (24h)	08976	µmol/24h	0 - 0.9	døgnurin	Sendes på køl
S-Copper; subst.c.	01773	µmol/L	Mænd >= 13 år: 11-22 Kvinder >=13 år: 13-24 Kvinder (gravide): 19-48 0-7 Måneder: 3-11 7 Måneder-7 år: 14-30 7-13 år: 13-25	Serum	Centrifuger og afpippeter serum sendes på køl
Corticotropinn (ACTH)	19744	ng/L	Morgen (8:00-9:00): 9-55 Aften (18.00-20.00): <25	Plasma EDTA	Centrifuger og afpippeter plasma fryses og sendes på frost
Cryoglobulins	01816		Negativ	Serum	Centrifuger og afpippeter serum sendes på køl

Hvis du ikke finder den analyse du søger, så kontakt os!

kundeservice.dk@unilabs.dk

Unilabs tager forbehold for evt. trykfejl.

E

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
Erythropoietin	04013	IU/L	3,7-31,5	Serum	Centrifuger og afpippeter serum sendes på køl

F

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
Ferroxidase	19764	g/L	0.2 - 0.6	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Flecainid	02059	µmol/L	0.48 - 2.41	Serum	Centrifuger og afpippeter serum sendes på køl

G

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
Glu-6-P-dehydrogenase/ Haemoglobin(Fe)	53032	kU/mol	451-1314	EDTA Blod	Sendes på køl
S-Growth Hormone	19910	µg/L	Mænd:<3,0 Kvinder:<8,0	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost

Hvis du ikke finder den analyse du søger, så kontakt os!



I

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse	
IGF-1	02499	nmol/L	Mænd: 0-3 år: 2-25 3-6 år: 6-30 6-9 år: 7-29 9-11 år: 12-41 11-13 år: 12-60 13-15 år: 27-67 15-18 år: 7-55 Kvinder: 0-3 år: 2-35 3-6 år: 7-32 6-9 år: 10-30 9-11 år: 13-71 11-13 år: 19-72 13-15 år: 27-58 15-18 år: 23-56	Begge: 18-21 år: 14-45 21-24 år: 14-48 24-29 år: 11-70 29-34 år: 5-32 34-39 år: 7-31 39-44 år: 6-27 44-49 år: 10-26 49-54 år: 7-32 54-59 år: 5-26 59-64 år: 7-24 64-69 år: 5-263 69-78 år: 3-26 >=79 år: 2-42	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
S-IGF-binding protein 3	28268	mg/L	Mænd: 2-12 mdr: 0.66-2.51 1-2 år: 0.66-2.51 2-6 år: 0.84-3.77 6-10 år: 1.32-3.94 10-14 år: 1.53-5.11 14-16 år: 1.90-6.40 16-120 år: 1.39-6.04 Kvinder: 2-12 mdr: 0.66-2.51 1-2 år: 0.66-2.51 2-6 år: 0.84-3.77 6-10 år: 1.21-4.66 10-14 år: 1.78-6.08 14-16 år: 2.02-6.01 16-120 år: 1.39-6.04	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost	
Immuno-globulin D	24562	mg/L	<132.1	Serum	Centrifuger og afpippeter serum Sendes på køl eller frost	
Interleukin -2- Receptor	18168	kU/L	158-623	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost	
Interleukin -6	21760	ng/L	0 – 7	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost	
Intrinsic Factor blocking Antibodies	02503	-	Negativ	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost. Kan evt. sendes på køl	

kundeservice.dk@unilabs.dk

Unilabs tager forbehold for evt. trykfejl.

K

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference Interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
B-Kviksølv; subst.c.	02699	nmol/L	0 – 50	EDTA Blod	Sendes på køl

L

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
Lactat dehydrogenase isoenzymer	02822 Liste 04107 04108 04109 04110 04111	U/L	LDH1: 0.17-0.31 LDH2: 0.32-0.45 LDH3: 0.18-0.30 LDH4: 0.05-0.11 LDH5: 0.025-0.10	Serum	Centrifuger og afpippeter serum sendes på køl
Lipase	57165	U/L	12 – 53	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Lipoprotein (a)	19840	mg/L	0-300	Serum	Centrifuger og afpippeter serum sendes på køl eller frost.

M

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference Interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
S-Myoglobin	17415	nmol/L	Mænd: 1.29 - 4.04 Kvinder: 1.07 - 2,87	Serum	Centrifuger og afpippeter serum. Sendes på køl



O

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
Osteocalcin	19874	µg/L	2 – 22	Heparin plasma	Centrifuger og afpippeter plasma fryses og sendes på frost
Oxalat (24h)	03951	µmol/24H	Mænd: 80-500 Kvinder <14 år: 148-432 Kvinder >=14 år: 45-352	Døgnurin	Sendes på køl

P

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
Pro-Collagen III - Peptide	19896	µg/L	2.4- 6.4	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Phytomenadione (Vitamin K)	17957	nmol/L	0.29-3.33	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
P-Prostata (PSA)	08669	µg/L	0 – 4	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Pyridoxal 5-phosphate (Vitamin B6)	10612	nmol/L	15.0-73.0	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Pyruvate (Blood)	09228	µmol/L	34 – 80	Tages i specialglas	Centrifuger og afpippeter supernatant fryses og sendes på frost

R

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference Interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
Retinol (Vitamin A)	03357	µmol/L	1.05 - 2.44	Serum	Centrifuger og afpippeter serum, fryses og sendes på frost. Kan evt. sendes på køl

kundeservice.dk@unilabs.dk

Unilabs tager forbehold for evt. trykfejl.

S

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference Interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
S-Selenium; stof.c	04156	µmol/L	0.76-1.52	Serum	Centrifuger og afpippeter serum sendes ved stuetemp. eller køl
Solute; molal (serum)	03433	mmol/kg	275-300	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Solute; molal (urine)	03434	mmol/kg	50-1300 Nyfødt: 50-650	Urin	Fryses og sendes på frost

T

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference Interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
Thiamin (Vitamin B1)	26944	nmol/L	66.5-200.0	EDTA Blod	Beskyttes mod lys fryses straks og sendes på frost
Thyroid uptake	NML00263	%	25-35	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Thyroxin bindende globulin	08968	nmol/L	259 - 574	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
S-alpha - Tocopherol (Vitamin E)	26649	µmol/L	12 – 46	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost. Kan evt. sendes på køl
Transcobalamin	03605	pmol/L	21-123 Behandlet med B12: >50	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost
Triiodthyronine Reverse	NML00264	ng/mL	0.09-0.35	Serum	Centrifuger og afpippeter serum sendes på køl eller Frost
TSH Receptor autoantibodies	17111	U/L	<0.55: Negativ >= 0.55: Positiv	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost

kundeservice.dk@unilabs.dk

Unilabs tager forbehold for evt. trykfejl.

V

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference Interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
1.25-Dihydroxy-Vitamin D2+D3	10266	pmol/L	47.8 - 190.3	Serum	Centrifuger og afpippeter serum fryses og sendes på frost

Z

ANALYSE-NAVN	NPU	Enhed	Reference Interval	Prøve-materiale	Prøvebehandling /forsendelse
S(fPt)-Zinc; subst.c.	18020	µmol/L	9.2 - 22.9	Serum	Centrifuger og afpippeter serum sendes på køl

Administrationsgebyr pr. rekvisition: **Kr. 70,00**

Hvis du ikke finder den analyse du søger, så kontakt os!

Vi kan helt sikkert hjælpe alligevel.



kundeservice.dk@unilabs.com



www.unilabs.dk



+45 33 74 30 00

kundeservice.dk@unilabs.dk

Unilabs tager forbehold for evt. trykfejl.